

## Kádinka nízká kónická PP | AZLON

Autoklávovatelná kádinka s výlevkou a zarážkami umožňující stohování

- Kádinky s reliéfní nebo tištěnou modrou orientační stupnicí
- Kónický tvar pro snadnou manipulaci a vkládání kádinek do sebe pro šetření místem

## Technické parametry

Materiál:

čirý PP

Teplotní rozsah:

0 až 121 °C



| Reliéfní stupnice |             |                    |            |             |                  | Modrá stupnice |             |                    |            |             |                  |
|-------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-------------|------------------|
| Objem (ml)        | Dělení (ml) | Vnější průměr (mm) | Výška (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo | Objem (ml)     | Dělení (ml) | Vnější průměr (mm) | Výška (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
| 25                | 5           | 41,5               | 51         | 1           | S260025          | 25             | 5           | 41,5               | 51         | 1           | S270050          |
| 50                | 10          | 50,5               | 61         | 1           | S260050          | 50             | 10          | 50,5               | 61         | 1           | S270050          |
| 100*              | 20          | 61,5               | 73         | 1           | S260101          | 100*           | 20          | 61,5               | 73         | 1           | S270100          |
| 250               | 50          | 80,5               | 96         | 1           | S260250          | 250            | 50          | 80,5               | 96         | 1           | S270250          |
| 400               | 50          | 92,5               | 111        | 1           | S260400          | 400            | 50          | 92,5               | 111        | 1           | S270400          |
| 500               | 50          | 102,5              | 121        | 1           | S260500          | 500            | 50          | 102,5              | 121        | 1           | S270500          |
| 600               | 50          | 104,0              | 126        | 1           | S260600          | 600            | 50          | 104,0              | 126        | 1           | S270600          |
| 1 000             | 100         | 120,0              | 148        | 1           | S261000          | 1 000          | 100         | 120,0              | 148        | 1           | S271000          |
| 2 000             | 200         | 163,0              | 188        | 1           | S262000          | 2 000          | 200         | 163,0              | 188        | 1           | S272000          |