

Kádinka nízká PP a TPX s reliéfní orientační stupnicí | KARTELL

Autoklávovatelná čirá nebo průsvitná kádinka s výlevkou

- Vhodná i pro potravinářské účely, vyhovuje normám CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál:	PP nebo TPX
Tolerance orientační stupnice:	+mn10 %
Teplotní rozsah PP kádinek:	0 až 121 °C
Teplotní rozsah TPX kádinek:	20 až 150 °C (krátkodobě 170 °C)



Kádinka nízká PP s reliéfní orientační stupnicí



Kádinka nízká a TPX s reliéfní orientační stupnicí

PP						TPX					
Objem (ml)	Dělení (ml)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Dělení (ml)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	1	34	49	1	K001801	25	1	34	49	1	K001541
50	1	42	60	1	K001802	50	1	42	60	1	K001542
100	10	52	72	1	K001803	100	10	52	72	1	K001543
250	10	71	95	1	K001805	250	10	71	95	1	K001545
500	10	88	119	1	K001806	500	10	88	119	1	K001546
1 000	20	110	147	1	K001808	1 000	20	110	147	1	K001548
2 000	50	133	184	1	K001809	2 000	50	133	184	1	K001549
3 000	500	159	200	1	K000811	3 000	500	159	200	1	K001330
5 000	500	190	229	1	K000812	5 000	500	190	229	1	K001331