

Kádinka nízká s výlevkou silnostěnná | PYREX®

Kádinka se zesílenou stěnou, dnem a okrajem

- V porovnání se standardními kádinkami až trojnásobně prodloužená životnost
- Stěny zesílené o 25 % zvyšují mnohonásobně pevnost a odolnost
- Výrazně snížené nebezpečí rozbití při každodenním používání
- Bílá orientační stupnice a popisovací plocha

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
150	57	89	1	S100315
250	68	90	1	S100325
400	77	110	1	S100341
600	90	124	1	S100360
1000	108	156	1	S100301
2000	131	179	1	S100302
3000	170	230	1	S100303
4000	160	250	1	S100304
5000	180	300	1	S100305

Zesílená síla stěny vyžaduje zvýšenou opatrnost při ohřevu a chlazení