

Kádinka nízká silnostěnná PTFE | BRAND

Kádinka s výbornou odolností vůči většině chemikálií

Technické parametry

Materiál: silnostěnný PTFE

Teplotní rozsah: -200 až +260 °C



Kádinka nízká PTFE silnostěnná

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	33	45	1	P190320
50	45	60	1	P190328
100	55	65	1	P190338
150	60	70	1	P190344
250	70	95	1	P190348
400	80	105	1	P190352
500	80	125	1	P190354
1 000	105	155	1	P190362