

Kádinka nízká TPX s modrou orientační stupnicí | KARTELL

Autoklávovatelná kádinka s výlevkou

- Vhodná i pro potravinářské účely, vyhovuje normám CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál:	TPX
Tolerance orientační stupnice:	+mn10 %
Teplotní odolnost:	20 až 150 °C (krátkodobě 170 °C)



Kádinka nízká TPX s modrou orientační stupnicí

Objem (ml)	Dělení (ml)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	1	34	49	1	K011720
50	2	42	60	1	K001721
100	5	52	72	1	K001722
250	10	71	95	1	K001723
500	10	88	119	1	K001724
1 000	20	110	146	1	K001725
2 000	50	133	184	1	K001726
3 000	500	159	201	1	K001727
5 000	500	190	228	1	K001728