

Kádinka vysoká s výlevkou

Kádinka z borosilikátového skla BORO 3.3 nebo skla PYREX®



BORO 3.3					PYREX®				
Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	30	55	1	T100206	25	30	55	1	
50	38	70	1	T100208	50	38	70	1	S101502
100	48	80	1	T100209	100	48	80	1	S101504
150	54	95	1	T100210	150	54	95	1	S101506
250	60	120	1	B100212	250	60	120	1	S101510
400	70	130	1	B100215	400	70	130	1	S101514
600	80	150	1	B100217	600	80	150	1	S101518
800	90	175	1	B100219	800	90	175	1	
1 000	95	180	1	B100220	1 000	95	180	1	S101522
2 000	120	240	1	B100222	2 000	120	240	1	S101526