

Kádinka vysoká s výlevkou silnostěnná | PYREX®

Kádinka se zesílenou stěnou, dnem a okrajem

- Zesílené stěny zvyšují mnohonásobně pevnost a odolnost
- Výrazně snížené nebezpečí rozbití při každodenním používání
- V porovnání se standardními kádinkami významně prodloužená životnost
- Bílá orientační stupnice a popisovací plocha

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
150	54	95	1	S100415
250	60	120	1	S100425
600	80	150	1	S100460

Zesílená síla stěny vyžaduje zvýšenou opatrnost při ohřevu a chlazení