

KADMIUM - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: Cd

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Bezpečné věty (GHS):	H290-H315-H319
Garantovaná čistota:	+mn0,2 %
Expirace:	24 měsíců pro neotevřenou lahev, 12 měsíců od otevření
Materiál láhve:	HDPE

Sloučenina	Koncentrace (mg/l)	Matrice	Balení	Katalogové číslo
Cd(NO ₃) ₂	1 000	2% HNO ₃	100 ml	R.2238.1
Cd(NO ₃) ₂	1 000	2% HNO ₃	500 ml	R.2238.2