

Kahan infračervený PowerCube IRB | EDMUND BÜHLER

Malý laboratorní zdroj tepla s vysokou účinností

- Model IRB 2 se zabudovanou regulační jednotkou
- Topný element s dlouhou životností v keramickém plášti
- Rychlejší ohřev ve srovnání s klasickým elektrickým vařičem
- Bezpečný na vnější dotek - malý ohřev pláště
- Maximálně bezpečný - bez otevřeného ohně, žádný plyn

Technické parametry

Model	IRB 1	IRB 2
Maximální teplota	700 °C	900 °C
Velikost ohřívané plochy	60 x 60 mm	100 x 100 mm
Maximální topný výkon	200 W	800 W
Rozměry (š x h x v)	100 x 105 x 105 mm	150 x 150 x 170 mm
Hmotnost	700 g	2 250 g



Infračervený kahan PowerCube IRB 1 s regulační jednotkou LR1



Infračervený kahan PowerCube IRB 1



Model	Katalogové číslo
Infračervený kahan PowerCube IRB 1	O606000
Infračervený kahan PowerCube IRB 2 (s regulací)	O606001

Příslušenství

- Regulační jednotka LR1 pro plynulou regulaci příkonu kahanu IRB 1 v rozmezí 0 až 100 %

Popis	Katalogové číslo
Regulační jednotka LR1	O607000
Nerezový držák k uchycení kahanu do stojanu (délka cca 130 mm)	O012164

Série infračervených kahanů IRB 6

Modulární systém obsahující 6 kahanů PowerCube IRB 1 integrovaných se 6 regulačními jednotkami

- Ideální pro sériový ohřev, např. pro Kjeldahlovu metodu stanovení dusíku
- Připojení do sítě centrálně - kabely pro nezávislé použití v základní sestavě
- Každý PowerCube může být vyjmut a použit jako samostatná topná jednotka
- Každý PowerCube může být ovládán samostatně

Technické parametry

Maximální teplota:	700 °C
Velikost ohřívané plochy:	6 x 60 x 60 mm
Maximální topný výkon:	6 x 200 W
Napájení:	230 V, 1 500 W
Rozměry (š x h x v):	697 x 305 x 122 mm
Hmotnost:	9 kg

Popis	Katalogové číslo
Série infračervených kahanů IRB 6	O906600
Stojan se šesti nosnými tyčemi délky cca 750 mm	O052060

Nabídku na příslušenství stojanu pro sérii infračervených kahanů IRB 6 vám rádi připravíme na vyžádání.



Série infračervených kahanů IRB 6



Stojan pro sérii kahanů IRB 6