

Kahany laboratorní

Ke kahanům je třeba použít normované hadice pro přívod plynu



Kahan laboratorní bez regulace

Typ	Plyn	Tlak (kPa)	Příkon (m ³ h ⁻¹)	Jmenovitý tepelný výkon (W)	Katalogové číslo
Bunsen	propan-butan	2,5-3,5	0,045	1 450	L801100
Méker	propan-butan	2,5-3,5	0,080	2 500	L801200
Bunsen	zemní plyn	1,5-2,3	0,130	1 300	L802100
Méker	zemní plyn	1,5-2,3	0,230	2 300	L802200



Kahan Bunsenův s regulací

Kahan s jehlovým ventilem

Technické parametry

Výška:	150 mm
Hmotnost:	325 g

Plyn	Katalogové číslo
propan-butan	R956371
zemní plyn	R956471



Kahan Bunsenův s regulací

Kahan Teclu

Kahan s uzavíracím kohoutem, regulací přívodu vzduchu a muškou

Technické parametry

Výška: 170 mm

Hmotnost: 360 g

Plyn	Katalogové číslo
propan-butan	R956571
zemní plyn	R956671



Kahan Teclu

Kahan Teclu s bezpečnostním ventilem

Kahan s jehlovým ventilem a regulací přívodu vzduchu

- Teplotní bezpečnostní ventil uzavře automaticky přívod plynu pokud zhasne plamen

Technické parametry

Výška:	180 mm
Hmotnost:	300 g

Plyn	Katalogové číslo
propan-butan	I410431
zemní plyn	I410531



Kahan Meker-Fisher

Rozptylovač plamene

Vhodný pro rovnoměrné zahřívání nádob na přímém plameni.

- Průměr rozptylovače je 200 mm.

Balení (ks)	Katalogové číslo
1	L779207



Rozptylovač plamene, kruhový výsek z ocelové síťoviny.