

Kahany na propan-butan

Laboratorní Bunsenovy kahany na propan-butanové bombičky

Technické parametry

Teplota plamene: přibližně 1100 °C



Kahan LABOGAZ 206

Kahan pro propichovací propan-butanové bombičky

- Jednoduchá výměna bombičky, dva klipsy pro bezpečné uchycení bombičky

Technické parametry

Rozměry kahanu:	průměr 90 mm, výška 130 mm (bez bombičky)
Náplň bombičky:	směs propan-butan (70/30)%
Rozměry bombičky:	průměr 90 mm, výška 90 mm
Hmotnost náplně bombičky:	190 g pro cca 3,5 hod

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kahan LABOGAZ 206	1	R080251
Podstavec pro LABOGAZ 206	1	R771171
Propan-butanové bombičky C 206	6	R019151



Kahan LABOGAZ 206

Kahan LABOGAZ 470

Kahan pro propan-butanové bombičky s ventilem

Technické parametry

Rozměry kahanu:	průměr 22 mm, výška 59 mm (bez bombičky)
Rozměry bombičky:	průměr 109 mm, výška 135 mm
Náplň bombičky:	směs propan-butan (80/20 %)
Hmotnost náplně bombičky:	450 g

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kahan LABOGAZ 470	1	R965071
Propan-butanové bombičky CV 470	4	R965272



Kahan LABOGAZ 470