

Kalibrační standard pro ICP-MS v roztoku (5 prvků, 1000 mg/l)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	8
Složení standardu - prvky:	Ca, Fe, K, Mg, Na
Bezp. věty (GHS):	H290-H315-H319

Specifikace	Matrice	Balení	Katalogové číslo
5 prvků, 1000 mg/l	2% HNO ₃	100 ml	R.0409.1
5 prvků, 1000 mg/l	2% HNO ₃	500 ml	R.0409.2