

KAMFEN


2,2-dimethyl-3-methylenbicyclo[2.2.1]heptan

CAS: 79-92-5

Vzorec: C₁₀H₁₆

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	136,24
Hustota:	0,84 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H228-H319-H410



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 95 %	100 g	R.7558.2
min 95 %	500 g	R.7558.1
ROTICHROM® GC min 90 % referenční látka pro plynovou chromatografii	100 mg	R.5288.2