

## Kanadský balzám

Balsamum Canadense, přírodní balzám pro trvalé upevnění vzorků

**CAS:** 8007-47-4

- Rozpustný v éteru (1:1), toluenu (1:1) a chloroformu (1:1)

## Technické parametry

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Hustota:          | 0,99 g·cm <sup>-3</sup>                              |
| Bezp. věty (GHS): | H226                                                 |
| Vzhled:           | Světle žlutá, viskózní, na vzduchu tuhnoucí kapalina |



Kanadský balzám

| Čistota  | Balení | Obal | Katalogové číslo |
|----------|--------|------|------------------|
| přírodní | 25 ml  | sklo | K 30501          |
| přírodní | 100 ml | sklo | K 30502          |