

Kanyly pro veterinární použití

Vhodné k dávkování potravy ústy či nosem

Technické parametry

Materiál: nerezová ocel

Zakončení: Luer Lock, k připojení na stříkačku



kanyly

Typ	Průměr (mm)	Délka (mm)	Balení	Katalogové číslo
Rovná	0,9	25	3 ks	S376001
Rovná	1,2	51	3 ks	S376002
Rovná	1,6	102	2 ks	S376003
Rovná	3,0	203	2 ks	S376004
Zahnutá	0,9	25	3 ks	S376101
Zahnutá	1,2	51	3 ks	S376102
Zahnutá	1,6	102	2 ks	S376103
Zahnutá	3,0	203	2 ks	S376104