

## Kapesníky bezalkoholové k čištění a dezinfekci ploch a předmětů

Bezalkoholové čistící a dezinfekční kapesníky v praktickém uzavíratelném dávkovacím boxu

- Dezinfikovatelná plocha: cca 0,2 m<sup>2</sup>/ubrousek
- Obzvláště snášenlivé pro materiály
- Testovaná snášenlivost materiálů: PVC, pryž EPDM, Makrolon®, Plexiglas®, silikon, latex, polysulfonové sklo, polyuretan, mosaz, hliník, měď, ušlechtilá ocel
- Účinné proti: Grampozitivním a gramnegativním bakteriím, včetně kmenů rezistentních na antibiotika, kvasinkám, rotavirům, obaleným virům a polyomavirům SV 40

### Technické parametry

Účinné látky ve 100 g roztoku: alkyl(C12-16)dimethylbenzylamoniumchlorid 0,4 g, didecyldimethylamoniumchlorid 0,4 g

Rozměry ubrousku: 225 x 138 mm

Bezp. věty (GHS): H412



www.p-lab.cz

Bezalkoholové kapesníky k čištění a dezinfekci ploch

| Popis                                                           | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Kapesníky bezalkoholové k čištění a dezinfekci ploch a předmětů | 100         | L034572          |