

Kapsle pro vzorky tkání kulaté

Dvoudílné kapsle pro barvení histologických vzorků

- Otvory ve dně i víčku umožňují bezproblémovou výměnu kapalin mezi vnějším a vnitřním prostředím kapsle
- Zdrsněná popisovací plocha na bezpečně uzavíratelném víčku

Technické parametry

Materiál:

bílý PP



Kapsle pro vzorky tkání kulaté

Průměr kapsle (mm)	Výška kapsle (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
28	5	1000	U300470
38	10	1000	U300471