

Karbolgentianová violeť roztok

Pro Gramovo barvení

- Roztok se používá v prvním kroku Gramova barvení
- Může být aplikován stejně jako roztok krystalové violeti dle Grama (gentianová violeť a krystalová violeť jsou dva různé názvy pro jedno barvivo)

Technické parametry

Bezpečnostní věty (GHS):

H226-H319



Karbolgentianová violeť roztok

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	500 ml	sklo	R.CN00.1
pro mikroskopii	1 l	sklo	R.CN00.2