

Kazety histologické

Dvojdílné kazety pro preparace a uchovávání histologických vzorků

- Otvory ve dně i ve víčku umožňují bezproblémovou výměnu kapalin mezi vnějším a vnitřním prostředím kazety
- Přední a dvě postranní popisovací plochy
- Materiál kazety odolný vůči běžným histologickým rozpouštědlům

Technické parametry

Materiál:	vysokohustotní POM
Rozměry:	41 × 28 × 7 mm



Standardní kazeta pro rutinní preparace | KARTELL

- Možnost vložení syntetické houbičky pro uchycení malého vzorku tkáně

Technické parametry

Otvory:	1 × 5 mm
Rozměr houbičky:	32 × 26 mm
Přední popisovací plocha:	zkosená pod úhlem 45°
Kategorie zdravot. prostředku:	IVDR class A (EU 2017/746)

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kazeta	bílá	500	K002921.B
Kazeta	modrá	500	K002921.M
Kazeta	žlutá	500	K002921.Y
Kazeta	zelená	500	K002921.Z
Kazeta	růžová	500	K002921.R
Houbička	modrá	500	K002922



Kazeta UNISSETTE | SIMPORT


Kazeta s trvale připojeným víčkem

- Pružné připojení víčka dovoluje opakované zavírání a otvírání kazety
- Kazeta pro vzorky tkání a verze s malými otvory pro bioptické vzorky


Technické parametry

Přední popisovací plocha:	zkosená pod úhlem 45°
Otvory kazety pro vzorky tkání:	1 × 5 mm
Otvory kazety pro bioptické vzorky:	1 × 1 mm

Kazeta pro vzorky tkání			Kazeta pro bioptické vzorky		
Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
bílá	500	U300505.B	bílá	500	U300506.B
modrá	500	U300505.M	modrá	500	U300506.M
žlutá	500	U300505.Y	žlutá	500	U300506.Y
zelená	500	U300505.Z	zelená	500	U300506.Z
růžová	500	U300505.R	růžová	500	U300506.R



Kazety UNISSETTE pro vzorky tkání



Kazety UNISSETTE pro bioptické vzorky

Kazeta HISTOSETTE pro vzorky tkání | SIMPORT

- Kazeta HISTOSETTE I s přední popisovací plochou zkosenou pod úhlem 30° nebo 45°
- Kazeta HISTOSETTE I s větší popisovací plochou zkosenou pod úhlem 30° není vhodná pro popisovací automaty
- Kazeta HISTOSETTE II s víčkem které zůstává kloubově uchycené pro snadné opakovatelné otevírání a zavírání

Technické parametry

Otvory:	1 × 5 mm
Přední popisovací plocha HISTOSETTE I M490:	zkosená pod úhlem 30°
Přední popisovací plocha HISTOSETTE I M498:	zkosená pod úhlem 45°
Přední popisovací plocha HISTOSETTE II M492:	zkosená pod úhlem 45°

Typ	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
HISTOSETTE I M490	bílá	500	U300490.B
HISTOSETTE I M490	modrá	500	U300490.M
HISTOSETTE I M490	žlutá	500	U300490.Y
HISTOSETTE I M490	zelená	500	U300490.Z
HISTOSETTE I M490	růžová	500	U300490.R
HISTOSETTE I M498	bílá	500	U300498.B
HISTOSETTE I M498	modrá	500	U300498.M
HISTOSETTE I M498	žlutá	500	U300498.Y
HISTOSETTE I M498	zelená	500	U300498.Z
HISTOSETTE I M498	růžová	500	U300498.R
HISTOSETTE II M492	bílá	500	U300492.B
HISTOSETTE II M492	modrá	500	U300492.M
HISTOSETTE II M492	žlutá	500	U300492.Y
HISTOSETTE II M492	zelená	500	U300492.Z
HISTOSETTE II M492	růžová	500	U300492.R

Kazeta HISTOSETTE II lze objednat i v provedení s odděleným víčkem, které je vhodné pro použití v popisovacích automatech. Takto dodávaná kazeta je balená po 1000 ks.



HISTOSETTE II M492 pro vzorky tkání



HISTOSETTE I M490 pro vzorky tkání



HISTOSETTE I M498 pro vzorky tkání

Kazeta HISTOSETTE pro bioptické vzorky | SIMPORT

- Kazeta HISTOSETTE I s přední popisovací plochou zkosenou pod úhlem 30° nebo 45°
- Kazeta HISTOSETTE I s větší popisovací plochou zkosenou pod úhlem 30° není vhodná pro popisovací automaty
- Kazeta HISTOSETTE II s víčkem které zůstává kloubově uchycené pro snadné opakovatelné otevírání a zavírání

Technické parametry

Otvory:	1 × 1 mm
Přední popisovací plocha HISTOSETTE I M491:	zkosení 30°
Přední popisovací plocha HISTOSETTE I M499:	zkosení 45°
Přední popisovací plocha HISTOSETTE II M493:	zkosení 45°


Typ	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
HISTOSETTE I M491	bílá	500	R547861.B
HISTOSETTE I M491	modrá	500	R547861.M
HISTOSETTE I M491	žlutá	500	R547861.Y
HISTOSETTE I M491	zelená	500	R547861.Z
HISTOSETTE I M491	růžová	500	R547861.R
HISTOSETTE I M499	bílá	500	U300499.B
HISTOSETTE I M499	modrá	500	U300499.M
HISTOSETTE I M499	žlutá	500	U300499.Y
HISTOSETTE I M499	zelená	500	U300499.Z
HISTOSETTE I M499	růžová	500	U300499.R
HISTOSETTE II M493	bílá	500	U300493.B
HISTOSETTE II M493	modrá	500	U300493.M
HISTOSETTE II M493	žlutá	500	U300493.Y
HISTOSETTE II M493	zelená	500	U300493.Z
HISTOSETTE II M493	růžová	500	U300493.R



HISTOSETTE I M491 pro biopsychické vzorky



HISTOSETTE I M499 pro biopsychické vzorky



HISTOSETTE II M492 pro biopsychické vzorky

Kazeta MICROSETTE pro biopsychické preparáty | SIMPORT

Kazeta s otvory menšími než 0,4 mm pro použití bez houbičky

- MICROSETTE M502 - kazeta s jednou komůrkou
- MICROSETTE M503 - kazeta rozdělená do šesti číslovaných komůrek
- Jednotlivé komůrky kazety M503 se děleným víčkem uzavřou

Technické parametry

Přední popisovací plocha:

zkosená pod úhlem 45°

Kazeta	Počet komůrek	Velikost komůrky	Počet otvorů v komůrce	Velikost otvoru
MICROSETTE M502	1	25 × 30 mm	cca 3000	0,26 mm
MICROSETTE M503	6	7 × 12 mm	170	0,26 mm

MICROSETTE M502			MICROSETTE M503		
Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
bílá	250	U300502.1B	bílá	250	U300503.1B
bílá	1000	U300502.2B	bílá	1000	U300503.2B
modrá	250	U300502.1M	modrá	250	U300503.1M
modrá	1000	U300502.2M	modrá	1000	U300503.2M
žlutá	250	U300502.1Y	žlutá	250	U300503.1Y

žlutá	1000	U300502.2Y	žlutá	1000	U300503.2Y
zelená	250	U300502.1Z	zelená	250	U300503.1Z
zelená	1000	U300502.2Z	zelená	1000	U300503.2Z
růžová	250	U300502.1R	růžová	250	U300503.1R
růžová	1000	U300502.2R	růžová	1000	U300503.2R



MICROSETTE M502 pro bioptické preparáty



MICROSETTE M503 pro bioptické preparáty

Kazeta MICROMESH pro bioptické preparáty | SIMPORT

Kazeta s otvory menšími než 0,4 mm pro použití bez houbičky

- MICROMESH M507- kazeta s jednou komůrkou
- MICROMESH M508 - kazeta rozdělená do čtyř komůrek
- Jednotlivé komůrky kazety M508 se děleným víčkem uzavřou

Technické parametry

Přední popisovací plocha:

zkosená pod úhlem 45°

Kazeta	Počet komůrek	Velikost komůrky	Velikost otvoru	Počet otvorů v komůrce
MICROMESH M507	1	27 × 27 mm	0,38 mm	1676
MICROMESH M508	4	13 × 13 mm	0,38 mm	419

MICROMESH M507			MICROMESH M508		
Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
bílá	250	U300507.1B	bílá	250	U300508.1B
bílá	1000	U300507.2B	bílá	1000	U300508.2B
modrá	250	U300507.1M	modrá	250	U300508.1M
modrá	1000	U300507.2M	modrá	1000	U300508.2M
žlutá	250	U300507.1Y	žlutá	250	U300508.1Y
žlutá	1000	U300507.2Y	žlutá	1000	U300508.2Y
zelená	250	U300507.1Z	zelená	250	U300508.1Z
zelená	1000	U300507.2Z	zelená	1000	U300508.2Z
růžová	250	U300507.1R	růžová	250	U300508.1R

růžová	1000	U300507.2R	růžová	1000	U300508.2R
--------	------	------------	--------	------	------------



MICROMESH M507



MICROMESH M508

Kazeta MACROSETTE pro vzorky tkání | SIMPORT

Kazeta s dvojnásobnou výškou pro větší vzorky tkání

- Tvar a uchycení víčka stejné jako kazeta HISTOSETTE II

Technické parametry

Celková / vnitřní výška kazety:	12 / 10 mm
Přední popisovací plocha:	zkosená pod úhlem 45°
Otvory:	1 × 5 mm

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kazeta MACROSETTE	bílá	250	U300512



Kazety MACROSETTE pro vzorky tkání SIMPORT