

Kelímky spalovací



Kelímek niklový

Technické parametry

Materiál:	99,5% nikl
Síla stěny:	1 mm
Teplotní stabilita:	max. 750 °C

Kelímek					Víčko				
Objem kelímku (ml)	Průměr kelímku (mm)	Výška kelímku (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem kelímku (ml)	Průměr kelímku (mm)	Výška kelímku (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
15	30	30	1	R829151	15	30	30	1	R830051
25	35	35	1	R829351	25	35	35	1	R830151
30	40	40	1	R829451	30	40	40	1	R830251
50	45	45	1	R829651	50	45	45	1	R830351
70	50	50	1	R829851	70	50	50	1	R830451
130	60	60	1	R829951	130	60	60	1	R830551



Kelímek niklový

Kelímek z nerezů

Technické parametry

Materiál:	nerezová ocel 18/8
Síla stěny:	1 mm
Teplotní stabilita:	max. 850 °C

Kelímek					Víško				
Objem kelímku (ml)	Průměr kelímku (mm)	Výška kelímku (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem kelímku (ml)	Průměr kelímku (mm)	Výška kelímku (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	35	35	1	R830751	25	35	35	1	R831351
30	40	35	1	R830951	30	40	35	1	R831451
70	50	45	1	R831151	70	50	45	1	R831551



Kelímek z nerezů