

KF standardy - kapalné

Kapalný standard vody pro kalibraci titračního činidla (jednosl. C nebo dvousl. T) ke stanovení vody dle Karla Fishera.

- Lze využít i pevného standardu ve formě vinanu sodného dihydrátu (kat. č. [R.5229.1](#)).



KF vodný standard

Specifikace	Koncentrace (mg/g)	Balení	Katalogové číslo
Karl Fischer Roti®hydroquant water standard 1.0	1,0 +mn; 0,03	10 x 4 ml	R.9971.1
Karl Fischer Roti®hydroquant water standard 10.0	10,0 +mn; 0,1	8 x 10 ml	R.5219.2