

Kit barvicí dle Ziehl-Neelsena

Barvicí sada pro vizualizaci mykobakterií (např. bakterie TB) a dalších acidorezistentních bakterií

- Dodáváme včetně návodu k použití

Technické parametry

Obsah balení: 500 ml Löfflerova methylenová modř roztok (také samostatně jako [R.AE64.1](#)) 500 ml Karbolfuchsin roztok (také samostatně jako [R.A130.2](#))

Teplota skladování: +20 °C

Bezp. věty (GHS): H314-H341-H371



Ziehl-Neelsenův barvicí kit

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	1 sada*	sklo	R.8276.1