

Kit pro detekci proteinů ROTI® QUANT universal

Pro kvantifikaci proteinů (PCA reakce podle Biureta)

- Ekvivalent k BCA testu
- Velmi snadná manipulace
- Vysoká odolnost vůči detergentům, solím a alkoholům
- Vysoce citlivé měření až do 0,5 µg proteinu
- Lineární rozsah měření od 0,5 do 200 µg proteinů
- Měření se standardními filtry (vlnová délka 492 nm) nebo vlnová délka 503 nm
- Zrychlená reakce a zvýšená citlivost při mírném teple
- Kolorimetrický test pro detekci a kvantifikaci rozpustných proteinů



ROTI®QUANT universal

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro kvantifikaci proteinů	1 kit (200 testů)	R.0120.2
pro kvantifikaci proteinů	1 kit (500 testů)	R.0120.1