

Kit pro Gramovo barvení

Barvicí sada pro rozlišení grampozitivních a gramnegativních bakterií

- Tato klasická metoda barvení umožňuje rychlé rozlišení grampozitivních a gramnegativních bakterií
- Aplikace: nejprve jsou bakterie barveny roztokem Karbolgentianové violeti a Lugolu, poté jsou gramnegativní bakterie odbarveny Gramovým odbarvovacím roztokem, a v poslední fázi jsou tyto bakterie kontrastně zbarveny roztokem Karbolfuchsinu
- Výsledek: Gram-pozitivní bakterie jsou modré, gram-negativní bakterie červené
- Dodáváme včetně návodu k použití

Technické parametry

Obsah balení: 500 ml Karbolgentianová violeť roztok (také samostatně jako [R.CN00.1](#)) 500 ml roztok iodu a iodidu draselného (Lugolův roztok; také samostatně jako [R.N052.3](#)) 500 ml Gramův odbarvovací roztok (také samostatně jako [R.CN02.1](#)) 500 ml Karbolfuchsin roztok (také samostatně jako [R.A130.2](#))

Teplota skladování: +20 °C

Bezp. věty (GHS): H225-H314-H302+H312+H332-H336-H341



Kit pro Gramovo barvení

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	1 sada*	sklo	R.HP02.1