

Kjeldahlovy tablety (bez rtuti a selenu)

Katalyzátor ke stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou, bez rtuti a selenu

Technické parametry

Vzhled:	světle šedé tablety, 2,5 g nebo 5 g
Obsah K_2SO_4 :	~ 23,10 %
Obsah Na_2SO_4 :	~ 69,30 %
Obsah $CuSO_4$:	~ 1,80 %
Obsah TiO_2 :	~ 2,80 %



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro Kjeldahla	250 x 2,5 g	R.HN20.1
pro Kjeldahla	1000 x 2,5 g	R.HN20.2
pro Kjeldahla	250 x 5 g	R.HN19.1
pro Kjeldahla	1000 x 5 g	R.HN19.2