

Kjeldahlovy tablety C

Katalyzátor ke stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou

Technické parametry

Vzhled:	světle modré tablety, 5,1 g
Obsah K_2SO_4 :	~ 98,04 %
Obsah $CuSO_4 \cdot 5H_2O$:	~ 1,896 %
Bezp. věty (GHS):	H319-H411



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro Kjeldahla	250 x 5,1 g	R.8241.1
pro Kjeldahla	1000 x 5,1 g	R.8241.2