

Kjeldahlovy tablety CT

Katalyzátor ke stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou

Technické parametry

Vzhled:	světle modré tablety, 5,3 g
Obsah K_2SO_4 :	~ 94,34 %
Obsah $CuSO_4 \cdot 5 H_2O$:	~ 2,83 %
Obsah TiO_2 :	~ 2,83 %
Bezp. věty (GHS):	H319-H410



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro Kjeldahla	250 x 5,3 g	R.9637.1
pro Kjeldahla	1000 x 5,3 g	R.9637.2