

Kjeldahlovy tablety CX

Katalyzátor ke stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou

Technické parametry

Vzhled:	modré tablety, 5,5 g
Obsah K_2SO_4 :	~ 90,91 %
Obsah $CuSO_4 \cdot 5 H_2O$:	~ 9,09 %
Bezp. věty (GHS):	H318-H410



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro Kjeldahla	250 x 5,5 g	R.8236.1
pro Kjeldahla	1000 x 5,5 g	R.8236.2