

Kjeldahlovy tablety (dle Missouriho)

Katalyzátor ke stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou, dle Missouriho

Technické parametry

Vzhled:	modré tablety, 2,5 g
Obsah K_2SO_4 :	~ 48,40 %
Obsah Na_2SO_4 :	~ 48,30 %
Obsah $CuSO_4$:	~ 0,30 %



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro Kjeldahla	250 x 2,5 g	R.HN22.1
pro Kjeldahla	1000 x 2,5 g	R.HN22.2