

Kjeldahlovy tablety (dle Wieninger)

Katalyzátor ke stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou, dle Wieninger

Technické parametry

Vzhled:	šedé tablety, 2,5 g
Obsah Na_2SO_4 :	~ 96,325 %
Obsah CuSO_4 :	~ 1,50 %
Obsah Se:	~ 1,50 %



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro Kjeldahla	250 x 2,5 g	R.HN21.1
pro Kjeldahla	1000 x 2,5 g	R.HN21.2