

Kjeldahlovy tablety - protipěňivé

Ke stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou - protipěňivá příměs

Technické parametry

Vzhled:	bílé tablety - 1 g
Obsah Na_2SO_4 :	~ 97,00 %
Obsah protipěňivé příměsi:	~ 3,00 %



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro Kjeldahla	250 x 1 g	R.8225.1
pro Kjeldahla	1000 x 1 g	R.8225.2

Tyto tablety obsahují pouze příměs proti pění a neobsahují katalyzátor!