

Klíčky a jehly očkovací

Sterilní inokulační klíčky a jehly

- Jednorázové
- Klíčky z flexibilního polystyrenu pro hladké a svižné tahy po kultivačním médiu
- Jehly umožňující vybírání kolonií a následnou inokulaci ve všech typech kultivačních médií

Technické parametry

Materiál:	PS
Délka :	227 mm



Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Klíčka 1 µl	modrá	40 x 25	R.EA89.1
Klíčka 1 µl	modrá	100 x 10	R.EA88.1
Klíčka 10 µl	žlutá	40 x 25	R.EA91.1
Klíčka 10 µl	žlutá	100 x 10	R.EA90.1
Jehla	bílá	40 x 25	R.EA93.1
Jehla	bílá	100 x 10	R.EA92.1