

Klips univerzální pro dialyzační membrány Spectra/Por

Univerzálně použitelné klipsy pro bezpečné uzavření dialyzačních membrán

- Klipsy s jemnými těsnícími hřebeny pro spolehlivé uzavření membrán všech typů a tloušťky

Technické parametry

Materiál:	polyamid - nelze autoklávovat
Barva:	žlutá
Teplota použití :	0-90 °C



Klips univerzální pro dialyzační membrány Spectra/Por

Délka sevření (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	10	R068551
70	10	R068651
110	10	R068751
150	10	R068851

Pro dosažení nejlepších výsledků použijte klipsy, které mají délku sevření o 4 až 10 mm delší než je šířka ploché dialyzační trubice. Zabráníte tak protržení membrány.