

Kolona chromatografická | PYREX®

Kolona se zábrusem a teflonovým ventilem

- Výpustný ventil pro jemné nastavení průtoku
- Skleněná frita porozity 0 (160 - 250 µm)

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



Délka (mm)	Vnitřní průměr (mm)	NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
200	10	14/23	1	S361020
400	10	14/23	1	S361040
300	20	19/26	1	S362030
500	20	19/26	1	S362050
500	30	29/32	1	S363050

Pozn.: Kolony jiných délek a průměrů Vám nabídneme na vyžádání.