

Kolony na izolaci proteinů


Prázdné kolonky pro chromatografickou izolaci proteinů

- Univerzální, chemicky stabilní kolonky
- Centrifugační kolonky Spin
- Kolonky Grav S, M a L s koncovou krytkou pro izolaci gravitací

Technické parametry

Materiál kolonky:	PP
Materiál frity:	PE

Typ kolonky	Obrázek	Objem náplně	Celkový objem	Velikost pórů frity	Metoda chromatografické izolace
Spin	1	100-250 µl	1,5 ml	20 µm	centrifugace
Grav S	2	100-200 µl	1,0 ml	20 µm	gravitace
Grav M	3	0,5-2 ml	12 ml	20 µm	gravitace
Grav L	3	2-6 ml	35 ml	20 µm	gravitace



Kolony na izolaci proteinů

Typ kolonky	Celkový objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Spin (1)	1,5	25	R.1541.1
Spin (1)	1,5	100	R.1541.2
Grav S (2)	1,0	20	R.1515.1
Grav M (3)	12	50	R.1516.1
Grav L (3)	35	50	R.1518.1