

Kompaktní centrifuga CD-0412 | PHOENIX INSTRUMENT

Univerzální centrifuga s rotorem pro široké spektrum zkumavek

- Obsahuje rotor pod úhlem 45° s 12 pozicemi vhodný k centrifugaci různých typů zkumavek
- Podsvícený LCD displej
- Zobrazení rychlosti centrifugace v rpm či v g
- Nastavitelný časovač, který začne odpočítávat až po dosažení cílových otáček
- Pokročilé zabezpečení: uzamknutelný kryt, monitoring otáček, ochrana proti přehřát
- Lze použít pro tyto typy zkumavek:
 - 12 x 15 ml standardní zkumavky 17 x 100 mm
 - 6 x 15 ml centrifugační zkumavky typu Falcon 17 x 120 mm
 - 12 x 2,7-4,3 ml vialky 13 x 75 mm
 - 12 x 4,5-4,9 ml vialky 11 x 92 mm či 13 x 90 mm
 - 12 x 7,5-10 ml vialky 15/16 x 92 mm
 - 12 x 9-10 ml vialky 16 x 92 mm
 - 12 x 9,5-10 ml zkumavky 15 x 100 mm

Technické parametry

Otáčky:	4 500 ot/min (2490 x g)
Časovač :	30 vteřin až 99 min, kontinuální běh
Rozměry (mm) (š x h x v):	140 x 255 x 245
Hmotnost:	6,7 kg



Typ	Katalogové číslo
CD-0412	R.EEE2.1