

Komůrka počítací a skla

Skleněná počítací komůrka a sklíčka různých rozměrů

Technické parametry

Síla stěny:

0,4 mm



Komůrka počítací skleněná


Odpovídá normě CE

- Komůrka z jednoho kusu speciálního optického skla
- Tolerance ± 2 % komůrek s hloubkou 0,1 mm


Bez per				S péry			
Popis	Hloubka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Popis	Hloubka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Systém Bürker	0,1	1	H004232	Systém Bürker	0,1	1	H004233
Systém Thoma	0,1	1	H004202	Systém Thoma	0,1	1	H004203
Systém Neubauer	0,1	1	H004212	Systém Neubauer	0,1	1	H004213
Systém Nageotte	0,5	1	H004262	Systém Nageotte	0,5	1	
Systém Fuchs-Rosenthal	0,2	1	H004292	Systém Fuchs-Rosenthal	0,2	1	H004293
Systém Türk	0,1	1	H004442	Systém Türk	0,1	1	
Bürker/Türk	0,1	1	H004452	Bürker/Türk	0,1	1	H004453




Počítací komůrky




Thoma




Nageotte




Türk




Bürker



Neubauer



Fuchs-Rosenthal



Bürker/Türk

Sklíčko pro počítací komůrku

Čtvercové nebo obdelníkové sklo pro počítací komůrku

- Tloušťka sklíček je 0,4 mm

Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
20 x 26	10	H004160
22 x 22	10	H004150
24 x 24	10	H004170
24 x 24*	10	H004140
30 x 30	10	H004120

*Se zabroušenými rohy

