

Kontejner na tekutý dusík JUNO | KGW-ISOTHERM

Nízkotlaký nerezový kontejner pro uchovávání a transport tekutého dusíku s pojistným ventilem a manometrem

- Vícevrstvá superizolační fólie v evakuovaném prostoru
- Lehký, spolehlivý a ekonomický kontejner s vnitřní vakuově izolovanou hliníkovou nádobou s dvojitou stěnou
- Nosný kruh s bočními úchyty pro snadné přenášení
- Volná zátká, příruba KF NW 50 pro nasazení přepouštěcí násosky

Technické parametry

Objem:	30 l
Maximální provozní tlak:	1,3 bar
Nominální denní odpar:	0,8 l
Maximální pracovní doba pro jedno naplnění:	cca 32 dní
Ø hrdla:	50 mm
Ø kontejneru:	407 mm
Výška kontejneru:	660 mm
Hmotnost prázdného kontejneru:	18 kg
Hmotnost plného kontejneru:	41 kg



Kontejner na tekutý dusík JUNO s přečerpávací násoskou

Popis	Katalogové číslo
Kontejner na tekutý dusík JUNO	G250600

Příslušenství

- Přečerpávací násoska s pojistným ventilem, redukčním a přepouštěcím ventilem z nerezové oceli
- Podstavec na kolečkách pro snadné převážení kontejneru

Popis	Katalogové číslo
-------	------------------

Přečerpávací násoska (včetně přírubové Clamp spony a těsnícího o-kroužku)	G261001
Přepouštěcí hadice z nerezové oceli	G261200
Přepouštěcí trubice s odlučovačem fází	G261300
Podstavec na kolečcích	G264034

