

Kontejner zamrazovací Kryo 1 °C "Mr. Frosty" | NALGENE

Kontejner se stojánkem pro 18 kryomikrozkumavek 1,2 nebo 2,0 ml

- Nádobka s alkoholem může být uchovávána při laboratorní teplotě
- Jednoduché použití - vyžaduje pouze naplnění 100% isopropanolem a vložení do mrazicího boxu
- Pevná konstrukce stojánku zabraňuje kontaktu mikrozkušavek a alkoholu
- Pěnová vložka zaručuje opakovatelný průběh zamrazení rychlostí blízkou optimu (1 °C/min)

Technické parametry

Materiál nádoby:	PC
Materiál víčka:	modrý HDPE
Materiál stojánku:	bílý HDPE



Kontejner zamrazovací Kryo 1 °C "Mr. Frosty"

Popis	Průměr víčka (mm)	Průměr nádoby (mm)	Výška nádoby (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kontejner "Mr. Frosty"	120	117	86	1	N510001