

Košíček PP na zkumavky | BEL-ART

Pro mytí, sušení a autoklávování laboratorního skla

Technické parametry

Materiál:

PP

Teplotní stabilita:

0 až 121 °C



Košíček PP na zkumavky

S víčkem			Bez víčka		
Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
127 × 102 × 102	1	A370010	127 × 102 × 102	1	A370000
152 × 152 × 152	1	A380010	152 × 152 × 152	1	A380000
229 × 229 × 229	1	A390010	229 × 229 × 229	1	A390000