

Krabice Bio-Bin na nebezpečný odpad

Stohovatelné papírové krabice na odkládání a uchovávání nebezpečného odpadu

- Část krabice tvoří skládací, opakovatelně uzavíratelné víko
- Po naplnění lze víko pevně přilepit a krabici nepropustně uzavřít
- Naplněnou krabici lze autoklávovat, nebo přímo předat ke konečné likvidaci
- Voděodolná konstrukce a materiál krabice
- Krabice nelze použít pro odkládání ostrých předmětů
- Popisovací plocha a návod na skládání a uzavírání na každé krabici

Technické parametry

Materiál: 96% celulóza



Krabice pro postavení na stůl

Technické parametry

Kapacita :	2 litry
Maximální hmotnost odpadu:	1 kg
Rozměry otevřené krabice:	190 x 190 x 235 mm
Rozměry uzavřené krabice:	170 x 170 x 100 mm
Hmotnost prázdné krabice:	80 g

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Krabice na stůl	1	C333112.1
Krabice na stůl	10	C333112.2



Krabice na pipety

Technické parametry

Kapacita :	6 litrů
Maximální hmotnost odpadu:	1 kg
Rozměry otevřené krabice:	165 x 165 x 510 mm
Rozměry uzavřené krabice:	150 x 150 x 380 mm
Hmotnost prázdné krabice:	120 g

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Krabice na pipety	1	C333116.1
Krabice na pipety	10	C333116.2



Stojan pro krabice na pipety

- "Z-stojan" pro postavení na zem s gumovými nožičkami zabráňujícími poškrábání

Technické parametry

Materiál:	nerez plech
-----------	-------------

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
"Z-stojan" pro postavení na zem	1	C333118

