

Krabice na radioaktivní odpad

Krabice pro odkládání drobných předmětů kontaminovaných beta zářiči

- Otvor s víčkem uprostřed víka na pantu
- Čtyři gumové nožičky zabraňující klouzání na stole

Technické parametry

Materiál:	čiré akrylátové sklo
Rozměry:	150 x 150 x 150 mm
Průměr otvoru ve víku:	25 mm



Krabice na radioaktivní odpad

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Krabice na odpad	1	R526761

Sáčky

Sáčky vhodné do krabice na radioaktivní odpad

Technické parametry

Materiál:	zesílená PE
Rozměry:	120 x 130 x 140 mm
Balení:	25 ks

Popis	Katalogové číslo
Sáčky do krabice na radioaktivní odpad	R117871