

Krabička chladicí IsoFreeze MCT | SSI

Chladítko pro dlouhodobé uchovávání vzorků citlivých na teplo

- Pro 6 × 4 mikrozkušavek 0,5, 1,5 a 2,0 ml se zamačkávacím nebo šroubovacím víčkem
- Barevný stojánek v pevné krabičce s průhledným víčkem
- Při překročení kritické teploty +7 °C změni stojánek barvu
- Udrží teplotu nižší než 4 °C minimálně po dobu 3 hodin (v závislosti na teplotě místnosti)
- Barva informuje o teplotě každé jednotlivé jamky

Technické parametry


Materiál:	PP, náplň netoxický gel
Kapacita :	24 mikrozkušavek
Kritická teplota:	+7 °C
Rozměry:	105 × 146 × 70 mm



Krabička chladicí IsoFreeze MCT zelená - žlutá



Krabička chladicí IsoFreeze MCT fialová - růžová



Krabička chladicí IsoFreeze MCT

Popis	Barevná změna	Balení (ks)	Katalogové číslo
Chladítko IsoFreeze MCT	zelená - žlutá	1	U563006
Chladítko IsoFreeze MCT	fialová - růžová	1	U563004