

Krabička chladicí IsoFreeze PCR | SSI

Chladítko pro dlouhodobé uchovávání vzorků citlivých na teplo

- Standardní uspořádání pro 8 × 12 mikrozkušavek, PCR stripy a všechny typy PCR destiček
- Barevný stojánek v pevné krabici s průhledným víčkem
- Udrží teplotu nižší než 4 °C minimálně po dobu 3 hodin (v závislosti na teplotě místnosti)
- Při překročení kritické teploty +7 °C změní stojánek barvu
- Barva informuje o teplotě každé jednotlivé jamky

Technické parametry

Materiál:	PP, náplň netoxický gel
Kapacita :	96 mikrozkušavek 0,2 ml
Kritická teplota:	+7 °C
Rozměry:	141 × 99 × 44 mm



Chladítko IsoFreeze PCR zelená - žlutá



Chladítko IsoFreeze PCR fialová - růžová

Popis	Barevná změna	Balení (ks)	Katalogové číslo
Chladítko IsoFreeze PCR	zelená - žlutá	1	U561096
Chladítko IsoFreeze PCR	fialová - růžová	1	U561094