

Krabička chladicí MINI COOLER | BRAND

Chladítko pro mikrozkušavky 0,5 až 2,0 ml

- Udrží teplotu 0 °C, –20 °C nebo –70 °C po dobu 45 až 60 min
- Ideální na uchovávání teplotně citlivých vzorků přímo na laboratorním stole

Technické parametry

Materiál dna:	žlutý silnostěnný PC, náplň netoxický gel
Materiál víčka:	čirý PC
Kapacita :	12 mikrozkušavek 0,5 až 2,0 ml



Krabička chladicí MINI COOLER

Teplota (°C)	Čas (min)	Balení (ks)	Katalogové číslo
0	60	1	P114930
–20	60	1	P114935
–70	45	1	P114940