

Krabička čirá pro 50 mikrozkušavek (5x10) | SSI

Pro mikrozkušavky 0,5 a 1,5/2,0 ml, kryozkušavky a vialky

Technické parametry

Materiál:	čirý PP
Balení:	1 ks



Krabička pro mikrozkušavky	Max. průměr mikrozkušavek (mm)	Hloubka otvoru (mm)	Rozměry krabičky (mm)	Katalogové číslo
0,5 ml	10	27	121 x 62 x 37	U553100
1,5 / 2,0 ml	13	34	146 x 76 x 38	U552100