

Krabička do mrazicích boxů pro zkumavky 15 a 50 ml | SSI

Autoklávovatelná krabička s mřížkou pro zkumavky typu Falcon

- Průhledné víčko a očíslované pozice pro snadnou identifikaci

Technické parametry

Materiál:	PP
Teplotní rozsah:	−90 až +121°C
Rozměry:	144 × 144 × 127 mm



Krabička do mrazicích boxů pro zkumavky 15 a 50 ml

Objem zkumavek (ml)	Max. průměr zkumavek (mm)	Počet zkumavek	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
15	18 mm	36 (6 × 6)	zelená	1	U557002
50	30 mm	16 (4 × 4)	modrá	1	U558001