

Krabička do mrazicích boxů s mřížkou

Pro zkumavky 0,2 ml až 5 ml

- Očíslované pozice na dně krabičky a průhledném víčku pro snadnou identifikaci
- Popisovací plocha na boku krabičky


Technické parametry

Materiál:	PC
Teplotní rozsah:	−196 až +121 °C
Balení:	1 ks




www.p-lab.cz

Kryobox 76 x 76 x 51 mm



www.p-lab.cz

Kryobox 76 x 76 x 52 mm



www.p-lab.cz

Kryobox 133 x 133 x 52 mm / 133 x 133 x 95 mm

Pro zkumavky	Rozměry š × h × v (mm)	Uspořádání	Barva	Katalogové číslo
1,2 a 2,0 ml	76 × 76 × 51	5 × 5	bílá	N502505
1,2 a 2,0 ml	76 × 76 × 52	5 × 5	červená	U314225.R
1,2 a 2,0 ml	76 × 76 × 52	5 × 5	modrá	U314225.M
1,2 a 2,0 ml	76 × 76 × 52	5 × 5	zelená	U314225.Z
1,2 a 2,0 ml	76 × 76 × 52	5 × 5	žlutá	U314225.Y
1,2 a 2,0 ml	133 × 133 × 52	9 × 9	červená	R158541.R
1,2 a 2,0 ml	133 × 133 × 52	9 × 9	modrá	R158541.M
1,2 a 2,0 ml	133 × 133 × 52	9 × 9	zelená	R158541.Z

1,2 a 2,0 ml	133 × 133 × 52	9 × 9	žlutá	R158541.Y
5,0 ml	133 × 133 × 95	9 × 9	červená	R158941.R
5,0 ml	133 × 133 × 95	9 × 9	modrá	R158941.M
5,0 ml	133 × 133 × 95	9 × 9	zelená	R158941.Z
5,0 ml	133 × 133 × 95	9 × 9	žlutá	R158941.Y
1,2 ml a 2,0 ml s vnitřním závitem	133 × 133 × 52	10 × 10	červená	R159341.R
1,2 ml a 2,0 ml s vnitřním závitem	133 × 133 × 52	10 × 10	modrá	R159341.M
1,2 ml a 2,0 ml s vnitřním závitem	133 × 133 × 52	10 × 10	zelená	R159341.Z
1,2 ml a 2,0 ml s vnitřním závitem	133 × 133 × 52	10 × 10	žlutá	R159341.Y
0,2 ml	133 × 133 × 51	9 × 9	bílá	N505502
0,5 ml	133 × 133 × 51	9 × 9	bílá	N505505
1,5 ml	133 × 133 × 51	8 × 8	bílá	N505515