

Krabička pro 100 mikrozkušavek (10 × 10)

Krabičky s vnitřní mřížkou a barevným odklápacím víčkem

- Pro mikrozkušavky 0,5 a 1,5/2,0 ml, zamrazovací zkumavky a vialky

Technické parametry

Materiál:	PP
Rozměry:	140 × 140 × 60 mm
Rozměry otvoru pro mikrozkušavku:	12,4 x 12,4 mm
Maximální výška mikrozkušavek:	53 mm
Teplotní rozsah:	−90 až +121 °C



Krabička pro 100 mikrozkušavek

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
čirá	1	R419571.N
modrá	1	R419571.M
zelená	1	R419571.Z
červená	1	R419571.R
žlutá	1	R419571.Y
černá	1	R419571.K

*Neprůhledné černé víčko i krabička - vhodné pro ukládání materiálů citlivých na světlo