

Krabička pro 81 mikrozkušavek (9 × 9) | HEATHROW SCIENTIFIC

Krabička s vnitřní mřížkou a čirým průhledným víčkem

- Pro mikrozkušavky 0,5 a 1,5/2,0 ml, zamrazovací zkumavky a vialky
- Barevná autoklávovatelná krabička s čirým víčkem
- Neprůhledná černá krabička s černým víčkem pro ukládání materiálů citlivých na světlo
- Alfnumerický popis pozic na dně krabičky

Technické parametry

Kapacita :	81 otvorů 13 × 13 mm
Materiál:	PP
Teplotní rozsah:	−90 až +121 °C
Rozměry:	130 × 130 × 47 mm



bezbarvá



modrá



zelená



růžová



žlutá



oranžová



černá

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
čirá	1	I428041.N
modrá	1	I428041.M
zelená	1	I428041.Z
růžová	1	I428041.R
žlutá	1	I428041.Y
oranžová	1	I428041.O
černá	1	I428041.K
Sada barev*	5	I428041.S

*Sada barev obsahuje modrou, zelenou, růžovou, žlutou a oranžovou krabičku